

InBody測定

人の体は、大きく分けて体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪で構成されています
これらの均衡がとれている時、健康な状態と言えます



InBody測定では、体の水分量・タンパク質量・ミネラル量・体脂肪量を測定し
筋肉量や脂肪量を算出します (体水分量+タンパク質量=筋肉量)




部位別
(左右腕・左右脚・体幹)の
筋肉量・脂肪量も
知ることができます

BMIと体脂肪率から
どのタイプの体型かが
わかります

下記記載の機器をご使用の方には
検査を提供できません

- ・心臓ペースメーカーのような植え込み型医療機器
- ・生体情報モニタなどの生命維持に必要な医療機器

※体内に金属がある場合、測定結果に影響する
可能性があります



※体脂肪率の標準値・標準範囲は性別によって異なります。18歳未満は年齢や成長度によってBMI・体脂肪率の標準範囲が異なります。

定期的に測定することで 生活習慣改善の評価にお役立ていただけます